



ТОВ «ОЛИМП-МЕДСЕРВІС»

04070, Україна, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12а
ЄДРПОУ 38392512
Р/р UA723510050000026008501960800
в ПАТ "УкрСиббанк", м. Київ, МФО 351005
тел. +38 (044) 229-48-38
www.olympus.kiev.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

шановні користувачі ендоскопічного обладнання OLYMPUS!

ТОВ «ОЛИМП-МЕДСЕРВІС» інформує, що гнучкі ендоскопи OLYMPUS, як оптоволоконні, так і відеоскопи, **не підлягають обробці в розчині перекису водню!**

Зазначений реактив володіє сильними окисними властивостями і негативно впливає на клейові з'єднання, а також на деякі пластикові та гумові деталі ендоскопа, тим самим значно зменшуючи надійність обладнання і скорочуючи термін його служби.

Для ручної і автоматизованої обробки гнучких ендоскопів виробництва OLYMPUS допускаються наступні види **дезінфікуючих засобів**:

ACECIDE (Saraya)
CIDEX (J&J)
CIDEX OPA (J&J)

GIGASEPT (Shulke&Mayr)
ANIOXIDE 1000 (Anios)
LIZOFORM 3000 (Lizoform)

NU CIDEX (J&J)
SECUSEPT ACTIVE (Ecolab)
STERANIOS (Anios)

і такі види **детергентів (миючих засобів)**:

EndoQuick (Saraya)
EndoRapid (Saraya)

Endozyme (Endozyme Ltd)
Cidezime (J&J)

Дані засновані на результатах тестів сумісності, проведених за стандартами фірми-виробника. ТОВ «ОЛИМП-МЕДСЕРВІС» не дає рекомендацій щодо мікробіологічної активності того чи іншого препарату. Для отримання такої інформації слід звертатися до виробників дезінфектантів або до відповідних служб лікувального закладу.

При зберіганні гнучких ендоскопів виробництва OLYMPUS **необхідно уникати** прямого сонячного освітлення, високої температури, високої вологості, впливу рентгенівського або **ультрафіолетового випромінювання**. Це може привести до пошкодження ендоскопа або виникнення ризику поширення інфекції.

У шафах для зберігання гнучких ендоскопів виробництва OLYMPUS є тільки компресор, який нагнітає повітря в канали ендоскопа. Якщо в шафах інших виробників є ультрафіолет, то включати його можна тільки тоді, коли всередині шафи немає ендоскопів, тому що від тривалого опромінення ультрафіолетом руйнується зовнішня оболонка (сорочка) ендоскопів.

Сповіщаємо Вас, що ТОВ «ОЛИМП-МЕДСЕРВІС» не несе гарантійних зобов'язань у разі застосування не рекомендованих хімічних препаратів, використання для обробки ендоскопів автоматичних миючих машин (репроцесорів) іншого виробництва, ніж OLYMPUS, та у разі неправильної обробки та зберігання ендоскопічного обладнання OLYMPUS.

В майбутньому для проведення процедур очищення, дезінфекції та стерилізації гнучких ендоскопів OLYMPUS, а також подальшого їх зберігання просимо Вас звертатися до рекомендацій, які знаходяться у відповідних розділах інструкції з експлуатації обладнання.

З повагою,
Директор сервісного центру
Жуков А.І.